



CALCIPEX II

Кальцийн гидроксид суурьтай, рентгенд тодрох паст

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd. — NISHIKA
(Шимоносеки, Япон)

САВЛАЛТ

Бэлэн 2 г шприцтэй паст, 20 ширхэг нэг удаагийн
хошуу (Nishika Spin, 0.6 мм)

НАЙРЛАГА

- Кальцийн гидроксид ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), үндсэн идэвхт бодис.
- Барийн сульфат (BaSO_4), рентгенд тодрох чанарыг хангана.
- Усан суурьтай, зуурах шаардлагагүй бэлэн паст.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

- Зөөлцөд шууд ба шууд бус хамгаалалт.
- Сувгийн халдваргүйжүүлэлт.
- Түр зуурын тусгаарлах материал.
- Сүүн шүдний сувгийн ломбо.
- Байнгын шүдний зөөлц авсны дараах сувгийн удаан хугацааны эмчилгээ.

ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

- Өндөр pH нь бактерийн өсөлтийг дарангуйлж, эдгэрэлтийг дэмждэг.
- Хоёрдогч дентин үүсэхэд түлхэц өгдөг.
- Радиопак шинж чанартай тул рентген зурагт тод харагдана.
- Бэлэн пастын шприцен савлагаа нь нарийвчлалтай, хялбар тавих боломж олгоно.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

- Сувгийг механик болон химийн аргаар цэвэрлэж, хатаана.
- Нэг удаагийн хошуугаар сувагт шууд, эсвэл lentulo-той хамт дүүргэнэ.
- Шаардлагатай бол дараагийн шатны эмчилгээ хүртэл түр бүрхүүлээр битүүмжилнэ.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

- Тууралт, арьсны үрэвсэл зэрэг тухайн бүтээгдэхүүнд харшлын урвал гарч байсан түүхтэй өвчтөнд хэрэглэхгүй.
- Зөвхөн мэргэжлийн шүдний эмчилгээнд шүдний эмч хэрэглэнэ.
- Хэт их дүүргэлт нь орчны эдэд гадны биетийн урвал (гранулома) үүсгэж болзошгүй тул зохистой хэмжээгээр хэрэглэнэ.
- Савлагаан дээрх хадгалалтын нөхцөл болон дуусах хугацааны зааврыг мөрдөнө.