



VITAPEX

Кальцийн гидроксид ба йодоформ агуулсан сувгийн дүүргэгч паст

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ

Neo Dental Chemical Products Co., Ltd. — J. Morita Corporation

САВЛАЛТ

2 г шприц, 20 ширхэг нэг удаагийн хошуу

НАЙРЛАГА

- Кальцийн гидроксид ($\text{Ca}(\text{OH})_2$): 30.3%
- Йодоформ: 40.4%
- Силикон тос: 22.4%
- Бусад идэвхгүй найрлага: 6.9%

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

- Сүүн шүдний зөөлц бүрэн авсны дараах сувгийн дүүргэлт.
- Сүүн шүдний амьд зөөлц тайрах эмчилгээ.
- Оройн хөгжил дуусаагүй байнгын шүдний апексификаци.
- Идэвхтэй халдварын үед шүүрэл бууруулах, сурвалжийн шимэгдэлт, сурвалжийн цууралт, сурвалж хоорондын перфорацийн үед хэрэглэнэ.

ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

- Өндөр pH нь агааргүйтэн нянгийн үүсгэдэг хорыг саармагжуулна.
- Йодоформ нь бактериостатик үйлчлэлтэй бөгөөд рентгенд тод харагдана.
- Паст хатуурдаггүй тул шаардлагатай үед натрийн гипохлорит болон файлаар авч болно.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

- Сувгийг ердийн аргаар өргөсгөж, хэлбэржүүлнэ.
- Байнгын шүдэнд хошууг сурвалжийн оройгоос 2–4 мм зайд байрлуулж, шахангаа аажмаар татаж дүүргэнэ.
- Сүүн шүдэнд хошууг сурвалжийн оройд ойртуулан дүүргэж, зөөлцний хөндийд гарч ирмэгц зогсооно; сурвалжийн оройгоос хэтрэхээс сэргийлнэ.
- Дүүргэсний дараа түр ломбоор хаана. Шаардлагатай үед натрийн гипохлорит болон файлаар авна.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

- Өвчтөн бүрд шинэ нэг удаагийн хошуу хэрэглэнэ.
- Ялангуяа сүүн шүдэнд сурвалжийн оройгоос хэтрүүлэн дүүргэхэд орчны зөөлөн эдийг цочроож болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэнэ.
- Зөвхөн мэргэжлийн шүдний эмчилгээнд хэрэглэнэ.