

CALCIPEX II

Кальцийн гидроксид суурьтай, рентгенд тодрох паст

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ Nippon Shika Yakuhin Co., Ltd. — NISHIKA (Шимоносеки, Япон)

САВЛАЛТ Бэлэн 2 г шприцтэй паст, 20 ширхэг нэг удаагийн хошуу (Nishika Spin, 0.6 мм)



НАЙРЛАГА

Кальцийн гидроксид ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), үндсэн идэвхт бодис.
Барийн сульфат (BaSO_4), рентгенд тодрох чанарыг хангана.
Усан суурьтай, зуурах шаардлагагүй бэлэн паст.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

Зөөлцөд шууд ба шууд бус хамгаалалт.
Сувгийн халдваргүйжүүлэлт.
Түр зуурын тусгаарлах материал.
Сүүн шүдний сувгийн ломбо.
Байнгын шүдний зөөлц авсны дараах сувгийн удаан хугацааны эмчилгээ.

ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

Өндөр pH нь бактерийн өсөлтийг дарангуйлж, эдгэрэлтийг дэмждэг.
Хоёрдогч дентин үүсэхэд түлхэц өгдөг.
Радиопак шинж чанартай тул рентген зурагт тод харагдана.
Бэлэн пастын шприцен савлагаа нь нарийвчлалтай, хялбар тавих боломж олгоно.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

1. Сувгийг механик болон химийн аргаар цэвэрлэж, хатаана.
2. Нэг удаагийн хошуугаар сувагт шууд, эсвэл lentulo-той хамт дүүргэнэ.
3. Шаардлагатай бол дараагийн шатны эмчилгээ хүртэл түр бүрхүүлээр битүүмжилнэ.

АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Тууралт, арьсны үрэвсэл зэрэг тухайн бүтээгдэхүүнд харшлын урвал гарч байсан түүхтэй өвчтөнд хэрэглэхгүй.
Зөвхөн мэргэжлийн шүдний эмчилгээнд шүдний эмч хэрэглэнэ.
Хэт их дүүргэлт нь орчны эдэд гадны биетийн урвал (гранулома) үүсгэж болзошгүй тул зохистой хэмжээгээр хэрэглэнэ.
Савлагаан дээрх хадгалалтын нөхцөл болон дуусах хугацааны зааврыг мөрдөнө.