

# VITAPEX

Кальцийн гидроксид ба йодоформ агуулсан  
сүвгийн дүүргэгч паст

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ Neo Dental Chemical Products Co., Ltd. — J. Morita Corporation

САВЛАЛТ 2 г шприц, 20 ширхэг нэг удаагийн хошуу



## НАЙРЛАГА

Кальцийн гидроксид ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ): 30.3%

Йодоформ: 40.4%

Силикон тос: 22.4%

Бусад идэвхгүй найрлага: 6.9%

## ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ

Сүүн шүдний зөөлц бүрэн авсны дараах сүвгийн дүүргэлт.

Сүүн шүдний амьд зөөлц тайрах эмчилгээ.

Оройн хөгжил дуусаагүй байнгын шүдний апексификаци.

Идэвхтэй халдварын үед шүүрэл бууруулах, сурвалжийн шимэгдэлт, сурвалжийн цууралт, сурвалж хоорондын перфорацийн үед хэрэглэнэ.

## ОНЦЛОГ, ҮЙЛЧЛЭЛ

Өндөр pH нь агааргүйтэн нянгийн үүсгэдэг хорыг саармагжуулна.

Йодоформ нь бактериостатик үйлчлэлтэй бөгөөд рентгенд тод харагдана.

Паст хатуурдаггүй тул шаардлагатай үед натрийн гипохлорит болон файлаар авч болно.

## ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

1. Сүвгийг ердийн аргаар өргөсгөж, хэлбэржүүлнэ.
2. Байнгын шүдэнд хошууг сурвалжийн оройгоос 2–4 мм зайд байрлуулж, шахангаа аажмаар татаж дүүргэнэ.
3. Сүүн шүдэнд хошууг сурвалжийн оройд ойртуулан дүүргэж, зөөлцний хөндийд гарч ирмэгц зогсооно; сурвалжийн оройгоос хэтрэхээс сэргийлнэ.
4. Дүүргэсний дараа түр ломбоор хаана. Шаардлагатай үед натрийн гипохлорит болон файлаар авна.

## АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Өвчтөн бүрд шинэ нэг удаагийн хошуу хэрэглэнэ.

Ялангуяа сүүн шүдэнд сурвалжийн оройгоос хэтрүүлэн дүүргэхэд орчны зөөлөн эдийг цочроож болзошгүй тул болгоомжтой хэрэглэнэ.

Зөвхөн мэргэжлийн шүдний эмчилгээнд хэрэглэнэ.